

# PRODUIT DÉFIBRILLATEUR



## DÉFIBRILLATEUR

MINDRAY BENEHEART C1A

Le Mindray Beneheart C1A est un défibrillateur cardiaque grand public, parfait pour exécuter une réanimation en toutes circonstances. Il convient autant à des utilisateurs formés aux premiers secours, qu'à des sauveteurs sans formation.



## POINTS FORTS DE CE MODÈLE

- **Très résistant** : intérieur ou extérieur, IP-55, poussière, pluie, jets d'eau, altitude jusqu'à 4575m, résiste à une chute de 1,5 mètres
- **Mode pédiatrique** : réanimation cardio - pulmonaire sur enfant, ajuste le niveau de charge de l'électro choc et l'assistance RCP
- Électrodes compatibles **adultes et enfants**
- **Prêt à l'emploi** : avec électrodes pré connectées
- **Technologie ResQNavi** : ajuste les instructions en temps réels pour les secouristes inexpérimentés



## CARACTÉRISTIQUES

- **Dimensions (LxHxP)** : 21 x 28.6 x 7,8 cm
- **Poids** : 2 kgs, batterie incluse
- Audio, Métronome, Puissance de choc >200J, Protocole RCR enfant adapté, bouton enfant, Détection de Pacemaker, L'utilisateur peut extraire les données CPR, Multilingue

## INCLUS DANS VOTRE PACK DÉFIBRILLATEUR

- DAE Mindray Beneheart C1A
- Une batterie
- Une paire d'électrodes mixtes
- Manuel d'utilisation
- Kit signalisation réglementaire obligatoire
- Informations sur la maintenance
- Kit premiers secours : Ciseaux à vêtements, Rasoir pour préparer la peau à l'application des électrodes, Gants à usage unique, Lingettes désinfectantes, Masque de protection pour insufflation, Compresses

## RÉGLEMENTATION

Loi n° 2018-527 du 28 juin 2018 relative au défibrillateur cardiaque, décret n°2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l'utilisation des DAE, décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018, pris en application de la loi n°2018-528 du 28 juin 2018

## TARIF

Sur demande, selon condition d'exécution.

- **Volume adaptatif des instructions vocales** selon niveau du bruit ambiant
- **Technologie QShock** : exécution rapide des chocs et ajustements selon corpulence du patient
- Appareil **multilingue**
- **Autotests quotidiens** : voyant vert clignotant indique que le dispositif est prêt à être utilisé
- **Faible coût d'entretien** : la batterie et les électrodes ont une durée de vie d'environ 5 ans
- Si le défibrillateur n'est pas ou peu utilisé, son **coût de revient total** et de maintenance sur 10 ans reste **très bas**

## IP-55

- Mise en fonction de l'appareil : **inclus**
- Contrat de Maintenance : **inclus**
- Garantie : **10 ans**
- Durée de vie batterie : env. **5 ans**
- Durée de vie électrodes : env. **5 ans**

Autres références disponibles :

Phillips, Zoll, Défibtech

Autres marques disponibles sur demande.



## Votre sécurité, **Notre priorité**



07 69 25 38 87



06 12 58 58 11



contact@lifesecur-formation.fr




[lifesecur-formation.fr](http://lifesecur-formation.fr)



 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La certification qualité a été délivrée au titre de  
la catégorie suivante : ACTIONS DE FORMATION



Siège Social : 51A rue de Galfingue 68990 Heimsbrunn

SARL au capital social de 1000€ • SIRET : 891 565 400 00019 • Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 44680308168 auprès du préfet de région GRAND EST

V14-11.2025 © LifeSecur' Formation